
	<b>HOSPITAL Y CRS EL PINO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA</b>	<b>Característica: GCL 1.6 Complementario : Comité de Gestión Clínica</b>
		<b>Código: HCLObGi161-14</b>
		<b>Fecha de Aprobación: 20 de Junio del 2013</b>
		<b>Fecha de Vigencia: 1 de Junio del 2018</b>
		<b>Revisión :06</b>
<b>CARRO DE PARO EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA</b>		

## CARRO DE PARO EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

<b>Elaborado Por:</b>	<b>Revisado Por:</b>	<b>Aprobado Por:</b>
<b>Sra. Pilar Céspedes E</b> <b>Matrona Coordinadora</b> <b>Sra. Marcela Carreño M</b> <b>Matrona Supervisora</b> <b>Hospital y CRS El Pino</b>	<b>Mat Mariluz Alfaro V.</b> <b>Oficina Calidad y</b> <b>Seguridad del Paciente</b> <b>Hospital y CRS El Pino</b>	<b>Dr. Ricardo Díaz S.</b> <b>Jefe ginecologia y Obstetrícia</b> <b>Hospital y CRS El Pino</b>
<b>Fecha: 1 Junio 2013</b>	<b>Fecha: 10 Junio 2013</b>	<b>Fecha: 20 Junio 2013</b>

	<b>HOSPITAL Y CRS EL PINO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA</b>	<b>Característica: GCL 1.6 Complementario : Comité de Gestión Clínica</b>
		<b>Código: HCLObGi161-14</b>
		<b>Fecha de Aprobación: 20 de Junio del 2013</b>
		<b>Fecha de Vigencia: 1 de Junio del 2018</b>
		<b>Revisión :06</b>
<b>CARRO DE PARO EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA</b>		

**1. Objetivo:**

- Unificar los criterios del manejo del carro de paro en CCRR Ginecología y Obstetricia.

**2. Alcance:**

- Todo el personal que labora en el Servicio Gineco – Obstétrico del Hospital y CRS El Pino, Médicos, Matronas, Técnicos Paramédicos y Alumnos.

**3. Responsables:**


Supervision: Medico jefe, matrona coordinadora, matrona supervisora  
Ejecucion: Medico, Matrona Técnico paramédico

**4. Definiciones**

- No aplica


**5. Desarrollo:**

MARCA:Lifefine

	<b>HOSPITAL Y CRS EL PINO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA</b>	<b>Característica: GCL 1.6 Complementario : Comité de Gestión Clínica</b>
		<b>Código: HCLObGi161-14</b>
		<b>Fecha de Aprobación: 20 de Junio del 2013</b>
		<b>Fecha de Vigencia: 1 de Junio del 2018</b>
		<b>Revisión :06</b>
<b>CARRO DE PARO EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA</b>		


### **Consideraciones Generales:**

- Elaborado de un material resistente a golpes, fácil de limpiar, de colores armónicos que hacen agradable el diseño. Se pueden sacar sus compartimentos, lo que facilita su limpieza.
- Es móvil, fácil de dirigirlo al estar en movimiento, posee frenos en una de sus ruedas
- Posee un compartimento diseñado para el oxígeno y otro para la máquina de aspiración.
- Posee un portasuero
- Tiene bandeja móvil para colocación de desfibrilador.
- Posee compartimento para ecogel, caja de bio-sec, electrodos
- Tiene candado de seguridad
- Posee un Ambú
- Posee caja de laringoscopio
- Tiene un compartimento para desechos
- Tiene tabla de reanimación, fácil de desmontar
- Posee un desfibrilador incorporado que se mantiene enchufado para evitar descarga.

	<b>HOSPITAL Y CRS EL PINO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA</b>	<b>Característica: GCL 1.6 Complementario : Comité de Gestión Clínica</b>
		<b>Código: HCLObGi161-14</b>
		<b>Fecha de Aprobación: 20 de Junio del 2013</b>
		<b>Fecha de Vigencia: 1 de Junio del 2018</b>
		<b>Revisión :06</b>
<b>CARRO DE PARO EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA</b>		

### **Modo Operativo:**

- La Matrona Jefe de Turno y la Matrona Supervisora del servicio, son las encargadas de supervisar el buen mantenimiento del Carro de Paro
- La Matrona y Técnico Paramédico de pre partos son los encargados de revisar el carro de paro el primer lunes de cada mes
- La Matrona de Puerperio es la encargada de revisar el carro de paro de la unidad de hospitalizados el primer lunes de cada mes
- Después de cada revisión se debe registrar en la hoja respectiva, la fecha de revision y la persona responsable de esta acción.
- Los medicamentos deben ser canjeados en Farmacia antes de tres meses de la fecha de vencimiento.
- El Carro de paro se mantiene equipado con todo lo necesario para una emergencia
- El carro de paro será revisado íntegramente para reponer lo que falte en caso de ser utilizado en una emergencia.

	<b>HOSPITAL Y CRS EL PINO</b> <b>GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA</b>	<b>Característica: GCL 1.6</b> <b>Complementario : Comité de Gestión Clínica</b>
		<b>Código: HCLObGi161-14</b>
		<b>Fecha de Aprobación: 20 de Junio del 2013</b>
		<b>Fecha de Vigencia: 1 de Junio del 2018</b>
		<b>Revisión :06</b>
<b>CARRO DE PARO EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA</b>		

### Insumos que contiene

- Medicamentos que están separados en compartimientos debidamente separados e identificados por orden alfabético
- Compartimiento con vías venosas
- Compartimiento con elementos de oxigenoterapia
- Compartimiento con sueros
- Compartimiento con tubos endotraqueales de diferentes números
- Compartimiento con guantes de diferentes números
- Compartimiento con diferentes tipos de sondas

#### 6. Documentación de referencia:


- No aplica

#### 7. Distribución:

- Maternidad Urgencia, Maternidad Hospitalizados, Pabellón Maternidad, Oficina Médico Jefe, Oficina Matrona Coordinadora, Oficina Matrona Supervisora, Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente.

#### 8. Flujograma:

- No aplica

	<b>HOSPITAL Y CRS EL PINO</b> <b>GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA</b>	<b>Característica: GCL 1.6</b> <b>Complementario : Comité de Gestión Clínica</b>
		<b>Código: HCLObGi161-14</b>
		<b>Fecha de Aprobación: 20 de Junio del 2013</b>
		<b>Fecha de Vigencia: 1 de Junio del 2018</b>
		<b>Revisión :06</b>
<b>CARRO DE PARO EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA</b>		

## 9. Control de cambio del Documento

Corrección N°	Fecha	Descripción de la Modificación	Publicado en	N° documento
1	Agosto 2000	X		
2	Agosto 2004	X		
3	Mayo 2006	X		
4	Enero 2009	X		
5	28 ENERO 2010	Actualización de formato		
6	1-Junio 2013	Revision contenidos		

## 10 .- Anexos